

LASER SMART^M PRO

DENTISTRY

...BE SMART... START TREATING AT LAST !



POR QUÉ ELEGIR LASER SMART^M PRO ?

Modular: El diseño láser permite la actualización del dispositivo de acuerdo con las necesidades individuales;

Versátil: Permite todo tipo de tratamientos gracias a las propiedades de tres longitudes de onda (405nm, 635nm y 980nm) y a la disponibilidad de múltiples accesorios;


Funcional: Diseño ergonómico y funcional;

Seguro: Cumple los más altos estándares, garantizando un tratamiento seguro para el médico y el paciente;

Excelente para el paciente: Proporciona un tratamiento indoloro y rápido, disminuyendo el tiempo de cicatrización y sin complicaciones;

Económico: Costes de funcionamiento más bajos.

TODO - EN - UNO



635nm utilizada en el láser Smart M Pro muestra excelentes efectos fotobiológicos y fotoquímicos.

980nm es excelente para corte y vaporización de tejidos así como para endodoncia, periodoncia y blanqueamiento.

405nm basándose en el fenómeno de autofluorescencia puede diagnosticar con precisión las inflamaciones bacterianas y los cambios en la mucosa.

Láser Smart M Pro utiliza tres longitudes de onda de 405nm, 635nm y 980nm que se complementan entre sí para crear un dispositivo complejo que puede usarse en todas las clínicas dentales.



Aplicaciones Clínicas

- ◆ **Prótesis, Implantología, Cirugía:** corte y coagulación de tejidos blandos, contorno y remodelación de las encías, exposición de implante, frenotomía lingual y labial y frenectomía;
- ◆ **Endodoncia:** esterilización del canal radicular, hipersensibilidad;
- ◆ **Odontología estética:** blanqueamiento de dientes vitales y no vitales;
- ◆ **Terapia:** dolor crónico, dolor agudo, ATM, trismo, artritis, síndrome del túnel carpiano, omartosis;
- ◆ **Bioestimulación:** trauma de la articulación temporomandibular, cicatrización del tejido después del procedimiento quirúrgico, aftas, herpes, neuralgia del trigémino;
- ◆ **Desinfección fotoactivada:** los canales radiculares, periodontal, el soporte en el tratamiento de lesiones periapicales, la periodontitis y los peri ímplanos;
- ◆ **Diagnóstico:** caries dental, cálculo, placa, fractura de esmalte, detección de patologías invisibles a simple vista, cambios precancerosos;
- ◆ **Periodoncia:** eliminación de bacterias en bolsas periodontales.

Distribuidor exclusivo en España:

 **Lasotronix**
LASERS FOR GENERATIONS

www.lasermaq.es
e-mail: info@lasermaq.es
Telef: +34 910 052 289

 **LaserMaq**
equipos láser